



### CUSTOMER SERVICE REPORT

Parent Case Number:

Case Number: 02988754

Case type: Planned Maintenance

Work Order Number: WO-05567687

Work Order type: Field Service

#### お客様:

病院名: 国立大学法人岡山大学病院

契約番号: MS8237-20180522-013-000

#### 製品名:

システム名称: REVOLUTION HD6B CONSOLE UPGRADE

システム No: HD0045

シリアル No:

#### 作業内容:

現象: Discovery CT750HD  
定期点検 スケジュール C

作業内容: 実施致しました。詳細につきましては、別紙の報告書を御参照下さい。  
点検と併せまして、エアークャリブレーション及びCT値補正キャリブレーション実施致しました。

動作確認: ファストキャリブレーション及びテストスキャンにて正常動作を確認致しました。

#### 作業明細:

作業名	作業者名	作業者 No.	開始	終了	作業時間
Planned Maintenance	古川 翔一	212326175	2019/02/27 17:30	2019/02/27 21:30	4 : 00
Planned Maintenance	吉田 将史	305014824	2019/02/27 17:30	2019/02/27 19:30	2 : 00

#### 部品明細:

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。  
今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。  
なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、  
ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。  
フリーダイヤル 0120-055-919



SR180501

GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒191-8503 東京都野市旭が丘4-7-127



### CUSTOMER SERVICE REPORT

Parent Case Number:  
 Case Number: 02774528 Case type: Planned Maintenance  
 Work Order Number: WO-05384009 Work Order type: Field Service

**お客様:**

病院名:	国立大学法人岡山大学病院
契約番号:	MS8237-20180522-013-000

**製品名:**

システム名称:	REVOLUTION HD6B CONSOLE UPGRADE
システム No:	HD0045
シリアル No:	

**作業内容:**

現象:	Discovery CT750HD 定期点検 スケジュール B
作業内容:	実施致しました。詳細につきましては、別紙の報告書を御参照下さい。 ガントリーベアリングのグリスアップ実施致しました。(14,053,732Rev.)
動作確認:	エアーキャリブレーション、ファストキャリブレーション、テストスキャンにて正常動作を確認致しました。

**作業明細:**

作業名	作業者名	作業者 No.	開始	終了	作業時間
Planned Maintenance	織田 順也	501637782	2018/11/02 17:30	2018/11/02 20:30	3 : 00
Planned Maintenance	古川 翔一	212326175	2018/11/02 17:30	2018/11/02 20:30	3 : 00

**部品明細:**

貸出番号	部品番号	部品名	個	部品価格
125584543	2347076	POLYREX EM, 1 OZ	1	10,600

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。  
 今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。  
 なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、  
 ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。  
 フリーダイヤル 0120-055-919



SR180501

GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
 〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127



### CUSTOMER SERVICE REPORT

Parent Case Number:

Case Number: 02570464

Case type:

Planned Maintenance

Work Order Number: WO-05215499

Work Order type:

Field Service

**お客様:**

病院名: 国立大学法人岡山大学病院

契約番号:

**製品名:**

システム名称: REVOLUTION HD6B CONSOLE UPGRADE

システム No: HD0045

シリアル No:

**作業内容:**

現象: CT750HD 3ヶ月定期点検  
スケジュール A

作業内容: 点検整備記録に沿って実施しました。  
詳細は別紙整備記録をご参照ください。

動作確認: 点検整備記録に沿って実施し、問題ないことを確認しました。

**作業明細:**

作業名	作業者名	作業者 No.	開始	終了	作業時間
Planned Maintenance	織田 順也	501637782	2018/09/14 17:30	2018/09/14 22:00	4:30

**部品明細:**

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。  
今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。  
なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、  
ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。  
フリーダイヤル 0120-055-919



SR180501

GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

病院名 国立大学法人岡山大学病院 御中	<b>作業報告書</b> <b>SERVICE RECORD</b>	デバイスNo 1885-00833
システム名称 CT HD ENHANCE2		作業形態 定期点検
システムNo HD0045		契約形態 プラスT
		訪問日 2018年 05月 15日

現 象	項	内 容	開 始	お客様御署名欄	
	1	Discovery CT750HD	2018/05/15 18:30	<b>赤木 憲明</b>	
		定期点検 スケジュールC+HHS	終 了		
			2018/05/15 23:00	使用カウント	使用時間 (H) / ヘリウム残量 (%)
			今 回	-	-
			前 回	-	-
		合 計	-	-	

調 査 ／ 確 認 内 容 お よ び 処 置	1	実施致しました。詳細につきましては、別紙の「定期点検整備記録」を御参照下さい。	項目別作業時間		故障等の保守サービスをご用命の際は、システムNoをご連絡ください。  カスタマーコールセンター フリーダイヤル 0120-055-919 ダイヤルイン 042-648-2944
			項 目	時 間	
			1 定期点検	11.5	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	

動 作 確 認	1	ファストキャリブレーション及びテストスキャンにて正常動作を確認致しました。	<input type="checkbox"/> 修理記録ラベル記入 ※修理作業時確認 <input checked="" type="checkbox"/> 装置動作確認
			インスタ日:2012年3月9日

貸出番号	部品番号/シリアル番号	部 品 名	区	項	個	部品標準価格	作業者名	古川	織田順也	吉田
-	-	-	-	-	-	-	作業者No.	2504	H281	1548
-	-	-	-	-	-	-	定 時	0.0	0.0	0.0
-	-	-	-	-	-	-	時 間 外	3.0	3.5	2.0
-	-	-	-	-	-	-	深夜休日	1.0	1.0	1.0
-	-	-	-	-	-	-	移 動	0.5	1.0	0.5
-	-	-	-	-	-	-	作業総工数	11.5		
-	-	-	-	-	-	-	標準価格は別紙ご参照ください	時間		

(区) C使用 S:HPスペアパーツ

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。



GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127